

Infračervená lampa 100 W

 beurer
GESUNDHEIT UND WOHLFÜHNEN



Obj. č.: 86 03 07

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup infračervené lampy 100 W.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Aplikace

Tento infračervený zářič je určen pouze k ozařování lidského těla.

Při ozařování infračerveným světlem dochází k přenosu tepla na člověka. Ozařovaná pokožka je silněji prokrvovaná a zvyšuje se látková výměna v teplotním poli. Tělo je působením infračerveného světla stimulované k léčbě; léčebné procesy je možné cíleně podpořit. Infračervené světlo může být např. použito jako doprovodná terapie při léčbě krčních-nosních-ušních onemocnění, ale i jako podpora při péči o pleť a pěstování krásy, obzvláště u nečisté pleti. Zeptejte se nejdříve Vašeho lékaře, zda je užití přístroje pro jednotlivý případ lékařsky vhodný.

Použití

Před použitím přístroje odstraňte veškeré obaly. Před použitím zkontrolujte, zda je infrazářič dobře našroubovaný. Dbejte na bezpečnou a stabilní polohu vašeho přístroje. Vzdálenost mezi infračerveným zářičem a ozařovaným tělem by neměla překročit 60 cm. Při ozařování obličeje mějte vždy zavřené oči! Doporučená doba ozařování je max. 12 minut. Na začátku doporučujeme zvolit kratší dobu záření. Kůže každého člověka může i po správném použití přístroje reagovat na záření citlivě či alergicky (např. silné zarudnutí, puchýře, svědění, silné pocení). Záření okamžitě ukončete v případě, vyskytnou-li se příznaky přecitlivělosti nebo alergických reakcí a navštivte vašeho lékaře. Přístroj je vybaven nastavitelným lampovým stínidlem. 5 polohy sklonu vám umožní nastavit infrazářič individuálně a podle vašich potřeb.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Před každým čištěním a při výměně infrazářiče musí být přístroj vypnutý, odpojen ze sítě a chladný. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do infračervené lampy. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte infrazářič přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Infračervená lampa nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro lampy. Nenamáchejte infračervenou lampu do vody nebo do jiných kapalin.

Vysvětlení značek:



Pozor důležité - Čtěte pozorně návod k použití!



Přístroj ochranné třídy II

Důležitá upozornění

- Kryt lampy a infračervený zářič se během provozu silně zahřívají. Při dotyku hrozí nebezpečí popálení! Nechte lampu před tím, než se jí dotknete, nejprve vychladnout.
- Před použitím přístroje odstraňte obal.
- Přístroj můžete připojit pouze k síťovému napětí, které je uvedeno na typovém štítku.
- Abyste zabránili zranění očí, mějte je při ozařování obličeje vždy zavřené (nekoukejte přímo do infračerveného světla).
- Nevhodné pro osoby, které nejsou citlivé na teplo.
Citlivost na teplo může být omezena nebo zvýšena v následujících případech:
 - diabetických pacientů,
 - u osob trpících ospalostí, demencí nebo poruchami koncentrace,
 - u osob s chorobným onemocněním kůže, u osob s jizvami na ozařovaném místě,
 - u dětí a starších osob,
 - po požití léků či alkoholu.
- U akutních zánětlivých procesů by mělo být ozáření prováděno až po dohodě s lékařem.
- Vždy omezte dobu ozařování a zkontrolujte reakci kůže.
- Léky, kosmetika nebo potraviny mohou vést za určitých podmínek k přecitlivělým alergickým reakcím kůže. Ozařování v takových případech okamžitě přerušte.
- Je-li přístroj v provozu věnujte mu zvláštní opatrnost a pozornost – nikdy byste neměli během ozařování usnout!
- Po užití uklidňujících prostředků a alkoholu, byste neměli přístroj používat, neboť je snížena vaše citlivost na teplo. Před použitím se poradte s lékařem.

- Příliš dlouhé použití může způsobit popálení pokožky.
- Pokud je přístroj v síti, nedotýkejte se nebo se nesnažte vyšroubovat infrazářič.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout s používáním elektrických přístrojů. Postarejte se o tom, aby děti nepoužívaly přístroj bez dozoru.
- Pokud je přístroj stále teplý, nesmíte jej zakrývat nebo uskladňovat zabalený.
- Nejdříve vytáhněte zástrčku ze sítě a nechte přístroj vychladnout, teprve potom se ho můžete dotýkat. Vzdálenost, kterou je třeba dodržovat od hořlavých předmětů, by měla být alespoň 1,0 m. Nevěste přístroj na stěnu nebo na strop.
- Nedotýkejte se mokřýma rukama přístroje, který je zapojen do sítě; na přístroj se nesmí stříkat voda. Přístroj můžete provozovat pouze tehdy, je-li úplně suchý.
- Chraňte přístroj před silnými nárazy.
- Nevytahujte zástrčku ze sítě za kabel.
- Odpojení od elektrické sítě je zaručeno pouze tehdy, je-li zástrčka vytažena ze zásuvky.

Technické údaje

Náhradní zdroj/typ: Infrared R95 E (100 W)

Provozní napětí: 230V ~ 50 Hz

Záruka

Na infračervenou lampu 100 W poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace

Elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

beurer



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/3/2010