

Infračervená lampa



Sanitas SIL 06 - SIL 16, SIL 25

Schott IL801/IR801, IL803, IL808/IR808, IR818, IL810, IL812/IR812

Vážený zákazník,

aby Vám Váš elektrospotrebič slúžil čo najlepšie, pozorne si pred jeho prvým uvedením do prevádzky prečítajte celý návod na použitie. tento elektrospotrebič bol riadne preskúšaný. Predávajúci vám poskytuje záručnú dobu v trvaní **2 rokov** od dátumu jeho zakúpenia. V tejto dobe odstránime bezplatne všetky závady a nedostatky, ktoré podstatne obmedzujú jeho funkciu a ktoré prekážateľne vznikli vadou materiálu alebo nedostatkom pri výrobe. Zvávady odstránime podľa nášho uváženia opravou alebo výmenou vadnej časti prístroja. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnym zapojením, neprimeraným zaobchádzaním, normálnym opotrebovaním a na nedostatky, ktoré sú pre vlastnú funkciu prístroja nepodstatné a vznikli napríklad na krehkých dieloch elektrospotrebiča, napr. ľahko rozbitné diely zo skla, umelých hmôt a žiarovky. Záruka stráca platnosť zásahom do prístroja inou osobou, ako osobou nami poverenou servisom.. Ak sa vyskytne na Vašom prístroji závada, zašlite alebo odovzdajte elektrospotrebič v **originálnom balení s kompletným príslušenstvom s uvedením Vašej adresy a tel. čísla** a popisom závady na adresu servisu.

Oprava v záručnej dobe Vám bude vykonaná bezplatne iba vtedy, ak priložíte k spotrebiču doklad o zakúpení prístroja (pokladničný blok, faktúra) a to záručné vyhlásenie, kde sú servisné poznámky

Nárok na záruku zaniká, ak je porucha spôsobená:

- mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy),
- nešetrným a nesprávnym používaním v nesúlade s návodom, nepozornosťou, znečistením a zanedbanou údržbou,
- vonkajšou udalosťou (prepätie v sieti, živelná pohroma a pod.),
- pripojením výrobku na iné sieťové napätie, aké je preň určené,
- pri nepredložení originálneho dokladu o zakúpení.

Nárok zaniká takisto v prípade, keď ktokoľvek vykonal modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo kvôli možnosti jeho prevádzkovania v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý. Nárok nebude uznaný na časti, podliehajúce bežnému opotrebovaniu, ktoré je v priebehu prevádzky nutné meniť kvôli správnej funkcii výrobku (napr. filtre, sáčky, gumové tesnenia, odvápnovacie tyčinky, batérie, žiarovky, obaly a pod.)

Servisné záznamy:

Ochrana životného prostredia – smernica 2002/96/EG

Pre ochranu našej prírody a zdravia musia byť odslúžené elektrické prístroje odstránené podľa určitých pravidiel. To si vyžaduje nasadenie predajcu aj spotrebiteľa. Z toho dôvodu nemôže byť prístroj odstránený ako netriedený



zvyšný odpad, ako naznačuje symbol, ktorý je vyobrazený na typovom štítku. Preto musí byť prístroj poslaný späť predajcovi, alebo prinesený do zberu pre triedený odpad, kde s odslúženými prístrojmi špeciálne nakladajú alebo ich recyklujú.

Dodávateľ výrobku pre Slovensko  spol. s r.o.

Centrum 1746 / 265, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 042/4330791, mob.: 0918 341 568, fax: 042/4260610,
www.brel.sk, obchod@brel.sk

Organizácia poverená servisom výrobkov:

B rel, spol. s r.o., Mládežnícka 2302, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/4340193, fax: 042/4340193, mobil: 0918 341 572, servis@brel.sk, www.brel.sk

APLIKÁCIA

Tento infražiarčič je len na ožarovanie ľudského tela. Pri ožarovaní infračerveným svetlom dochádza k prenosu tepla na človeka. Ožarovaná je silnejšie prekrvovaná a zvyšuje sa látková premena v teplotnom poli. Telo je účinkom infračerveného svetla stimulované k uzdraveniu; liečebné procesy je možné cielene podporiť. Infračervené svetlo sa môže používať napr. ako sprievodná terapia pri liečení krčno-nosno-ušných ochorení, ako aj na podporu pri starostlivosti o pleť a pestovanie krásy, najmä pri nečistej pokožke. Konzultujte však vopred svojho lekára, či má použitie v jednotlivých prípadoch zmysel.

POUŽITIE

Pred použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály. Pred použitím skontrolujte, či je infražiarčič úplne zaskrutkovaný. Dbajte vždy na bezpečnú a stabilnú polohu vášho zariadenia. Odstup infražiarčiča a ožarovanou časťou tela nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:

SIL 06:	minimálne 60 cm
SIL 16:	minimálne 80 cm
SIL 25:	minimálne 80 cm
IL 801:	minimálne 50 cm
IL 803:	minimálne 50 cm
IL 808:	minimálne 50 cm
IL 810:	minimálne 50 cm
IL 812:	minimálne 80 cm

Pri ožarovaní tváre vždy zavrite oči! Odporúčaná doba ožarovania predstavuje max. 12 min. Na začiatok sa odporúča zvoliť kratší čas ožarovania. pokožka niektorých ľudí však môže aj pri správnom používaní prístroja reagovať precitlivo na tepelné ožarovanie (napr. silné sčervenanie, tvorenie pluzgierikov, svrbenie, silné potenie) alebo alergicky. pravidelne kontrolujte ožarovanú časť tela. V prípade výskytu náznakov precitlivosti alebo alergickej reakcie ukončite ihneď ožarovanie a kontaktujte lekára. Zariadenie je vybavené polohovateľným tienidlom. 5 polôh sklonu Vám umožňujú nastaviť infražiarčič individuálne podľa vašich potrieb.

ČISTENIE / VÝMENA INFRAŽIARČIČA

Pred každým čistením a pri výmene infražiarčiča musí byť zariadenie vypnuté, odpojené od elektrickej siete a vychladnuté. Zariadenie je možné čistiť mokrou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Zariadenie použite znovu až potom, ak je úplne suché. Dbajte prosím na to, že ako náhradu je dovolené použiť len infražiarčiče originálneho typu.

Zariadenie	Náhradný žiarčič / typ	Technické údaje	Vysvetlenie značiek
SIL 06:	Infrared R 95 E (100 W)	230 V ~ 50 Hz	⚠ Pozor - prečítajte si prosím návod
SIL 16:	Infrared PAR 38 E (150 W)	230 V ~ 50 Hz	🚶 Časť používania B
SIL 25:	Infrared PAR 38 E (150 W)	230 V ~ 50 Hz	📦 prístroj triedy ochrany II.
IL 801:	Infrared R 95 E (100 W)	230 V ~ 50 Hz	
IL 803:	Pressglas PAR 38 (150W)	230 V ~ 50 Hz	
IL 808:	Infrared R 95 E (100 W)	230 V ~ 50 Hz	
IL 810:	Infrared R 95 E (100 W)	230 V ~ 50 Hz	
IL 812:	Pressglas PAR 38 (150W)	230 V ~ 50 Hz	

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA - USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE

Pozorne si prečítajte upozornenia a sprístupnite ich iným používateľom.

- púzdro lampy a infražiarčiča sa počas prevádzky silno zahrieva, pri dotyku hrozí nebezpečenstvo popálenia, pred dotýkaním treba lampu vždy najprv nechať vychladnúť
- pred použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály
- zariadenie sa môže pripojiť len na sieťové napätie uvedené na výrobnom štítku
- pri ožarovaní tváre zatvorte oči, aby sa zamedzilo poraneniu očí (nepozerajte priamo do infračerveného svetla)
- nepoužívajte u osôb so zníženou citlivosťou na teplo, pociťovanie tepla môže byť v nasledujúcich prípadoch:
 - u diabetických pacientoch, u osôb s ospalosťou, demenciou alebo poruchami koncentrácie, u osôb s chorobnými zmenami pokožky, u osôb s jazvami na mieste použitia, u osôb s alergiami, u detí a starších osôb, po použití liekov alebo alkoholu
- pri akútnych zápalových procesoch by malo byť ožarovanie vykonávané až po porade s lekárom
- čas použitia obmedzte vždy a kontrolujte reakciu pokožky
- lieky, kozmetické prípravky alebo potraviny môžu za určitých okolností viesť k precitlivejšej alergickej reakcii pokožky, ožarovanie sa musí v tomto prípade ihneď ukončiť
- v prípade nepretržitej prevádzky prístroja je treba postupovať obzvlášť opatrne a pozorne - nikdy nezasipte počas ožarovania

- po použití utišujúcich prostriedkov, ako aj alkoholu, by ste nemali používať, nakoľko môžete mať zníženú citlivosť na teplo, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom
- príliš dlhá aplikácia môže viesť k popáleniu pokožky
- infražiarčič nechytajte a ani sa ho nesnažte vyskrutkovať, ak je zariadenie pripojené na elektrickú sieť
- deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá hroziace v súvislosti s použitím elektrických zariadení, zabezpečte, aby deti nemohli vaše zariadenie používať bez dozoru
- zariadenie sa môže používať len za dozoru
- zariadenie sa nesmie v ohriatom stave prikrývať alebo zabalenú uschovať
- prv, ako na zariadenie siahnete, vždy vytiahnite elektrickú koncovku a nechajte zariadenie vychladnúť; vzdialenosť, ktorú treba dodržať od horľavých predmetov je 1,0 m; zariadenie nevesajte na stenu alebo strop
- nesiahajte na zariadenie mokrým rukami, ak je pripojené na elektrickú sieť; na zariadenie nesmie odstreknúť voda, zariadenie sa môže používať len v úplne suchom stave
- zariadenie chráňte pred silnejšími nárazmi
- neodpájajte elektrickú koncovku zo zásuvky ťahom za kábel
- pri poškodení elektrického kábla a schránky zariadenia sa obráťte na zákaznícky servis Beure alebo špecializovaného predajcu, nakoľko si ich oprava vyžaduje použitie špeciálneho náradia
- osvetľovacie prostriedky sú vyňaté zo záruky
- odpojenie od elektrickej siete je zaručená iba vtedy, keď je sieťová zástrčka vytiahnutá z elektrickej zástrčky

SIL 25 má v sebe zabudovaný časovač na max. 12 min. doby ožarovania. Posuvný spínač nastavíme na požadovanú hodnotu a časovač po uplynutí nastavenej doby vypne infražiarčič.

