

INFRA LAMPA



model: IPI – 01

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek znovu prečítať!

I. VÝHODY INFRAČERVENÉHO TEPLA

Prospešný efekt infračerveného tepla je dobre známy. Preniká cez pokožku a stimuluje krvný obeh, čím zvyšuje teplotu a pomáha uľaviť od menších bolestí svalov, uvoľňuje svaly a pomáha proti stuhnutosti kĺbov. Odporúča sa na bolesti chrbta, tenisový lakeť, bolesti a stuhnutosť svalov. Nepostrádateľné pre atlétov, záhradkárov a aktívne osoby každého veku.

II. POUŽITIE A UPOZORNENIE

1. Postavte výrobok na stabilnú podložku, zapojte do zásuvky a nechajte lampu rozohriať.
2. Vzdialenosť infra lampy od časti tela, na ktorú ju aplikujete by mala byť taká, aby lampy pokožku dobre prehriala, ale aby ste nemali nepríjemný pocit pálenia.
3. Aplikujte na požadovanú oblasť. Ak začína byť teplota nepríjemná, upravte vzdialenosť medzi telom a lampou. Aplikácia by mala byť príjemne teplá.
4. Prestaňte používať pri nepríjemných pocitoch, začervenaní, pocite spálenia alebo pri opuchu oblasti. Neopakujte, ak je oblasť citlivá na dotyk. Niektoré sčervenania sú normálne a časom zmiznú.
5. Pre maximálny efekt používajte lampu cca. 5 minút. Neaplikujte infračervené zahrievanie na jedno miesto viac ako pár minút.
6. Po použití odpojte lampu zo zásuvky. Nechajte ju vychladnúť a následne ju utrite vlhkou handrou. Nepoužívajte silné chemické čističe, ako napríklad benzín.
7. Nehádzte výrobok na zem. Pád by mohol poškodiť generátor infračerveného svetla.

8. Ak je lampy rozsvietená, netraste ňou, ani s ňou nijako nehýbte, mohlo by dôjsť k poškodeniu vlákna IČ žiarovky.

III. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Tento prístroj je vyrobený len pre osobné použitie, nie je vhodný pre komerčné používanie. Nepoužívajte prístroj vonku.
2. Aby ste sa vyhlí nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte po kúpeli alebo pokiaľ máte vlhké ruky.
3. Neponárajte pod vodu.
4. Tento prístroj musí zostať suchý a nesmie byť používaný vo vlhkom prostredí.
5. Nepoužívajte, ak je prístroj alebo kábel poškodený.
6. Neťahajte lampu za kábel, nepoužívajte kábel ako držiak, nedovoľte, aby bolo za kábel silno ťahané alebo ním bolo krútené.
7. Aby ste zabránili prehriatiu a možnosti spálenia alebo ohňa, používajte iba v súlade s návodom. Nikdy nezaspite pri používaní lampy. Nikdy nedovoľte, aby sa okolo prístroja obtočili prikrývky a ďalšie materiály.
8. Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru.
9. Deti a staršie osoby by mali používať prístroj vždy len pod dozorom zodpovednej osoby.

IV. DÔLEŽITÉ

1. Pri príliš dlhej aplikácii alebo pri malej vzdialenosti lampy od pokožky sa môžu vyskytnúť popáleniny. Neaplikujte na časti tela s abnormálne citlivou alebo podráždenou pokožkou.
2. Pri ožarovaní tváre je nutné mať vždy zatvorené oči.
3. V žiadnom prípade nepoužívajte infra lampu pri nasledujúcich problémoch: tuberkulóza, benígne a malígne nádory, krvácanie, zápaly pokožky, zápal žíl a trombóza, značná pokožka, kŕčové žily a zlá cirkulácia krvi. Neaplikujte na malé deti a tehotné ženy.
4. Neaplikujte v intímnych oblastiach. Neaplikujte na rany. V prípade, že si nie ste istí,

konzultujte možnosť aplikácie lampy s Vaším lekárom.

5. Neaplikujte na vlhké časti tela a na spiacu osobu.
6. Nepoužívajte lampu dlhšie ako 30 minút bez prestávky.
7. Nezasahujte do výrobku, opravu zverte vždy oprávnenej osobe.
8. Ak zistíte poškodenie prírodného kábla, nechajte ho vymeniť.
9. Ak je žiarovka rozbitá, vymeňte ju za inú rovnakého typu.

V. TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie: ~ 230V

Frekvencia: 50Hz

Príkon: 100W

Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho bežného užívania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, pri použití nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov a pod.
- na škody vzniknuté použitím neoriginálnych adaptérov alebo na použitie originálneho adaptéra k inému výrobku. Je vždy nutné dodržať vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného výrobku.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadne zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby. vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.